

Equipo de Rayos X Portátil EPX



Excelente Relación Potencia-Peso

Las máquinas de rayos x portátil EPX proporcionan una combinación óptima de potencia debido a sus propiedades como por ejemplo: ultra-ligero, tamaño compacto, interfaz inalámbrica listo para sistema de radiografía directa (DR), interruptor de mano y pie, colimador con una máscara de acrílico de alta dureza cerrado y un puntero láser que se muestra con claridad incluso a pleno día para ayudar a centrar la posición.

Características:

- Equipo de rayos x portátil de alta frecuencia con diseño innovador.
- Alto rendimiento.
- Representa uno de los sistemas portátiles de rayos x más compactos y ultra ligero del mercado.
- Proporciona imágenes de alta resolución aplicando dosis bajas.
- Diseño duradero debido a su estructura sólida.
- Controles sensibles al tacto con pantallas digitales.
- Disponible con el panel de control invertido para instalación en mesa.
- Compensación automática de línea.



- Fácil conexión a sistemas de radiografía directa (DR).
- Puntero doble con láser integrado.
- Interfaz con computador vía inalámbrica o cableada (Opcional).
- Maletín de aluminio rígido para transportación.
- Carro móvil (opcional).



Serie EPX

	EPX-F1600	EPX-F2400	EPX-F2800	EPX-3200	EPX-F4000	EPX-F5000
Salida Maxima	1.6KW	2.4KW	2.8KW	3.2KW	4KW	5KW
Frecuencia del Generador	100KHz	70KHz	70KHz	70KHz	70KHz	70KHz
Rango de kV	40~90KV	40~100KV	40~120KV	40~100KV	40~110KV	50~110KV
Rango de mA	12~30mA	16~40mA	12~40mA	25~60mA	20~80mA	20~100mA
Rango de mAs	0.4~100mAs	0.4~100mAs	0.4~100mAs	0.4~100mAs	0.4~100mAs	0.4~100mAs
Punto Focal	1.2mm * 1.2mm	1.2mm * 1.2mm	1.2mm * 1.2mm	2.0mm * 2.0mm	1.8mm * 1.8mm	1.8mm * 1.8mm
Almacenamiento de calor del ánodo	10KHU	50KHU	50KHU	40KHU	42KHU	42KHU
Voltaje	110V / 220V	110V / 220V	110V / 220V	200V / 240V	200V / 240V	200V / 240V
Frecuencia	Single / 50~60Hz					
Dimencion (mm)	335*153*330	360*200*190	360*200*190	360*200*190	360*200*190	360*200*190
Tamaño del embalaje (mm)	520*400*330	520*400*330	520*400*330	520*400*330	520*400*330	520*400*330
Peso Neto	6.8KG	11KG	12KG	12KG	12KG	12KG
Peso Bruto	20KG	22KG	22KG	22KG	22KG	22KG

