

FineVet DR9



Sistema Innovador Veterinario de Radiografía Digital Directa

Nunca antes las prácticas veterinarias podían contar con un sistema de rayos x tan ágil y compacto, construido para cumplir los estándares robustos con toda la atención a los detalles, que proporciona toda la funcionalidad esencial para las prácticas de los animales pequeños. El sistema FineVet DR9 y los componentes del sistema asociados también proporcionan a los veterinarios una ruta de actualización completa, ya se trate de película/química o entorno de CR. Módulos de hardware, software y procesamiento de imágenes se funden a la perfección para producir imágenes con un detalle increíble. Los costos de película, química y el asfixiante cuarto oscuro son una cosa del pasado. FineVet DR9 cubrirá todas las necesidades de imagen de su práctica en un entorno compacto y funcional.

Características

- Compacto
- Construido para soportar los ambientes más exigentes.
- Las imágenes aparecen convenientemente en la consola del operador de pantalla táctil.
- Disponible inmediatamente para exposiciones repetidas
- Elimina costos originados por tomas repetidas.



- Elimina costos de películas y química.
- Ahorra el espacio del cuarto oscuro
- Aumenta las capacidades de su práctica veterinaria
- Calidad asequible.

Especificaciones

- Generador de Alta Frecuencia
Serie CPI CMP 200DR (40 – 80kW)
Monofásico / Trifásico
- Consola de Control & Unidad Digital
Vista previa de imágenes en la pantalla táctil a través de la sincronización del programa de la consola principal
Controlado por teclado y mouse, OS Win7
500GB HD, 2GB RAM
Opción: Consola integrada con generador
- Detector Digital de Panel Plano
Scintillator: Gadox (opcional CsI)
Area efectiva de imagen: 430 mm x 430 mm
140 micrón pixel pitch
Tiempo de adquisición y transferencia de imagen: 3 segundos
Tiempo de espera entre exposiciones: Menos de 7 segundos
- Tubo de Rayos X
Capacidad Calorífero del Anodo: 140KHU
Capacidad Calorífero de la Carcasa: Min. 1250KHU
Punto Focal: 0.6 – 1.02 mm
- Colimador
Manual certificado con regla
Opciones: Luz para centrado y temporizador
- Mesa
Movimiento longitudinal & transversal
Recorrido longitudinal: $\pm 9.8''$ (± 250 mm)
Recorrido transversal: $\pm 2.4''$ (± 60 mm)
Capacidad de peso de animal: 150kg
- Accesorio
Opción: Rejilla anti difusora 13:1, 200 lp/cm

